

令和7年2月

お客様各位

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
オーソペディックス事業本部
トラウマ&スポーツ事業部

「COR ターゲティングシステム」に係る自主回収に関するお知らせ

謹啓 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品 COR ターゲティングシステム COR Dispo Kit 8mm w/ perpendicularity につきまして、本品の構成部品であるグラフトローダー内の部品が内蔵されていない状態で製品が出荷されていたとの報告を受理いたしました。

調査の結果、下記の当該ロットにつきまして、同様の事象が発生している可能性が考えられたため、当該ロット製品の自主回収をすることといたしましたので、お知らせ申し上げます。

万が一、グラフトローダー内の部品が内蔵されていない当該製品をご使用いただいた場合、採取した移植骨をハーフスライダ内に移動させることができず、代替手段を取ることに伴う手術時間の延長や、移植骨の損傷等が生じる可能性があります。

お客様におかれましては、下記製品のご使用を中止いただくと共に、自主回収にご協力いただけますようお願い申し上げます。

本自主回収に係る今後の対応の詳細につきましては、担当営業員より速やかにご連絡をさせていただきます。

ご心配ならびにご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

事情ご賢察の上、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

製品番号	対象ロット	製品名	販売名	承認番号
252112	23D03	COR Dispo Kit 8mm w/ perpendicularity	COR ターゲティングシステム	301ADBZX00051000

以 上

本件に関するお問い合わせ先：
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
オーソペディックス事業本部
トラウマ&スポーツ事業部
Sports マーケティング部
TEL:03-4411-6067